


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ing4 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Unl4

Número de artículo: CM0030974



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a ING4 humana (p29ING4), validado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona con muestras humanas y de ratón; ideal para investigación sobre supresión tumoral, cromatina y apoptosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ING4 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	my036; p29ING4; ING4
Especie	Humana
GeneID (Humano)	51147
GeneID	51147
Inmunógeno	`Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9UNL4
Peso de la Proteína	29kDa
Envío	Bolsa de hielo