


Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Inhbb Para Wb, Elisa - P09529

Número de artículo: CM0030145



Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo dirigido a INHBB humana (cadena beta B de inhibina). Validado para Western blot y ELISA. Ideal para investigación en biología reproductiva, células madre e inflamación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	INHBB Rabbit pAb
Notas/Alias	INHBB
Especie	Humano
GeneID (humano)	3625
GeneID	3625
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 293-407 de INHBB humano (NP_002184.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P09529
Peso Proteico	45kDa
Envío	Bolsa de hielo