

Anti-Inhibina Alfa (Inha) Conejillo Pab Para Wb, Ihc-P, Elisa - P05111

Número de artículo: CM0024372

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la Inhibina alfa (INHA) humana, validado para WB, IHC-P, ELISA, con reactividad cruzada en ratón y rata. Esencial para la investigación en endocrinología reproductiva y el eje HPG.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Inhibina alfa (INHA) Conejillo pAb
Observaciones/Alias	INHA; Inhibina alfa (INHA)
Especie	Humano
GenelD (Humano)	3623
GenelD	3623
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 200-300 de la Inhibina alfa (INHA) humana (NP_002182.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P05111
Peso Proteico	40kDa
Envío	Bolsa de hielo