


Anticuerpo Monoclonal Anti-Inhibina Beta A (Inhba) Para Wb, If/Icc Y Elisa - P08476

Número de artículo: CM0012417



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra la inhibina beta A humana (INHBA) para aplicaciones de WB, IF/ICC y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Es compatible con investigaciones en endocrinología reproductiva, diferenciación de células madre y biología del desarrollo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra la inhibina beta A (INHBA)
Observaciones/Sinónimos	EDF; FRP; inhibina beta A (INHBA)
Especie	Humana
ID del gen	3624 (humano)
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a los aminoácidos 1-100 de la INHBA humana (P08476)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P08476
Peso de la proteína	47 kDa
Envío	Bolsa de hielo