


Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Inhibina Beta A (Inhba) Para Wb, If/Icc, Elisa - P08476

Número de artículo: CM0030513



Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo contra Inhibina beta A humana (INHBA). Validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona cruzadamente con ratón y rata. Adecuado para investigación sobre señalización de TGF-beta, biología reproductiva y desarrollo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Inhibina beta A (INHBA) pAb de conejo
Observaciones/Alias	EDF; FRP; Inhibina beta A (INHBA)
Especie	Humana
GeneID	3624
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 21-426 de la Inhibina beta A humana (INHBA) (NP_002183.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humana, Ratón, Rata
SWISS	P08476
Peso Proteico	47kDa
Envío	Bolsa de hielo