


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Inhibina Beta A Para Wb, Elisa - P08476

Número de artículo: CM0029888



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la Inhibina beta A humana (INHBA), con reactividad cruzada con ratón. Adecuado para Western blot y ELISA, apoyando la investigación en biología reproductiva, mantenimiento de células madre y fibrosis. Proporcionado por CamelBio.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de conejo contra Inhibina beta A
Observaciones/Alias	EDF; FRP; Inhibina beta A (INHBA)
Especie	Humano
GeneID (humano)	3624
GeneID	3624
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de la Inhibina beta A humana (NP_002183.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P08476
Peso Proteico	47kDa
Envío	Bolsa de hielo