

Anticuerpo Monoclonal Anti-Inos Para Wb, If/Icc, Elisa - P35228

Número de artículo: CM0010644



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra iNOS humana (NOS2), adecuado para Western blot, inmunofluorescencia y ELISA. Reacciona de forma cruzada con iNOS de ratón. Ideal para estudiar inflamación, respuesta inmune y señalización del óxido nítrico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	iNOS Rabbit mAb
Observaciones/Alias	NOS; INOS; NOS2A; HEP-NOS
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4843
GeneID	4843
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P35228
Peso Proteico	131kDa
Envío	Bolsa de hielo