

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Inos Para Wb, If/Icc, Elisa - P29477

Número de artículo: CM0012551



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-iNOS de alta calidad validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona con iNOS de ratón, humano y rata (Swiss-Prot P29477). Ideal para el estudio de la señalización por óxido nítrico y la inflamación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	iNOS Rabbit mAb
Observaciones/Alias	iNOS; Nos-2; Nos2a; i-NOS; NOS-II; MAC-NOS
Especie	Ratón
ID del gen (Humano)	4843
ID del gen	18126
Inmunógeno	Proteína recombinante (proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-200 de la iNOS de ratón (NP_035057.1))
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P29477
Peso de la proteína	131 kDa
Envío	Bolsa de hielo