

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Inos Para Wb - P35228

Número de artículo: CM0012183



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra iNOS humana (P35228), adecuado para Western blot, IF/ICC y ELISA. Tiene reactividad cruzada con ratón y rata. Producido usando inmunógeno de proteína recombinante (aa 2-200).

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	iNOS Rabbit mAb
Observaciones/Alias	NOS; INOS; NOS2A; HEP-NOS; iNOS
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4843
GeneID	4843
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 2-200 de iNOS humano (P35228)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P35228
Peso de la proteína	131 kDa
Envío	Bolsa de hielo