

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Inos Para Wb Y Elisa - P35228

Número de artículo: CM0016394



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra iNOS humano (óxido nítrico sintasa inducible) para WB y ELISA; reacciona de forma cruzada con humano y ratón. Adecuado para investigación sobre inflamación, biología de macrófagos y señalización de NO.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	iNOS Rabbit pAb
Observaciones/Alias	NOS; INOS; NOS2A; HEP-NOS; iNOS
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4843
GeneID	4843
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 974-1143 de iNOS humano (NP_000616.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P35228
Peso de la proteína	131kDa
Envío	Bolsa de hielo