

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Inpp1 Para Wb Y Elisa - P49441

Número de artículo: CM0013128

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra INPP1 humano (inositol polifosfato 1-fosfatasa), adecuado para Western blot y ELISA. Validado para reactividad humana; el inmunógeno cubre los residuos 1-180.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	INPP1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	INPP1
Especie	Humano
GenelD (Humano)	3628
GenelD	3628
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-180 de INPP1 humano (NP_002185.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P49441
Peso Proteico	44kDa
Envío	Bolsa de hielo