

Anticuerpo Policlonal Anti-Inpp4A Para Wb, Elisa - Q96Pe3

Número de artículo: CM0029878

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra INPP4A humana (Q96PE3), adecuado para WB y ELISA. Reacciona cruzadamente con ratón y rata. Detecta la región N-terminal para estudiar la señalización de fosfoinosítidos y la neuroprotección.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	INPP4A Rabbit pAb
Observaciones/Alías	INPP4; TVAS1; INPP4A
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3631
GeneID	3631
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-250 de la INPP4A humana (NP_004018.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q96PE3
Peso Proteico	110kDa
Envío	Bolsa de hielo