

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Inpp4B Para Wb Y Elisa - O15327

Número de artículo: CM0022071

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra INPP4B humano, validado para WB y ELISA. Presenta reacción cruzada con ratón y rata. Adecuado para estudiar la función de la fosfatasa lipídica y la señalización PI3K-AKT.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra INPP4B
Observaciones/alias	INPP4B
Especie	Humano
ID del gen (humano)	8821
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 380-600 de INPP4B humano (NP_003857.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	O15327
Peso de la proteína	105 kDa
Envío	Bolsa de hielo