

Anticuerpo Policlonal Anti-Inpp5A Para Western Blot Y Elisa - Q14642

Número de artículo: CM0025293

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra INPP5A humana (5PTasa) para estudios de señalización de fosfato de inositol. Validado para WB y ELISA con reactividad cruzada de ratón y rata. Ideal para el análisis de tejidos cardíaco, cerebral y muscular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	INPP5A Rabbit pAb
Observaciones/Alias	5PTASE; INPP5A
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	3632
ID de Gen	3632
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 10-200 de la INPP5A humana (NP_005530.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q14642
Peso Proteico	48kDa
Envío	Bolsa de hielo