

Anticuerpo Policlonal Anti-Inpp5E Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nrr6

Número de artículo: CM0023841



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-INPP5E de alta calidad validado para WB, IF/ICC, ELISA, reacción cruzada con humano, ratón, rata. Ideal para el estudio de la señalización de fosfoinosítidos y la investigación de ciliopatías.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	INPP5E Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CPD4; CORS1; JBTS1; MORMS; PPI5P4; pharbin; INPP5E
Especie	Humano
GeneID (Humano)	56623
GeneID	56623
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 510-630 de INPP5E humana (NP_063945.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9NRR6
Peso Proteico	70kDa
Envío	Bolsa de hielo