

Anticuerpo Policlonal Anti-Inpp5J Para Wb, If/Icc, Elisa - Q15735

Número de artículo: CM0027831

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra INPP5J (PIPP, INPP5) para WB, IF/ICC, ELISA. Validado en humano, ratón, rata. Peso objetivo 107kDa. SWISS Q15735. Ideal para la investigación de señalización de fosfoinosítidos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	INPP5J Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PIPP, INPP5, PIBSPA, INPP5J
Especie	Humano
GeneID (Humano)	27124
GeneID	27124
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 60-360 del INPP5J humano (NP_001002837.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q15735
Peso Proteico	107kDa
Envío	Bolsa de hielo