

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Insig2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y5U4

Número de artículo: CM0021114



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a INSIG2 humano, validado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. INSIG2 es una proteína clave de unión a oxisteroles que regula la síntesis de colesterol mediante la retención de SREBP y la degradación de HMGCR.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	INSIG2 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	INSIG-2; INSIG2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	51141
GeneID	51141
Inmunógeno	Péptido sintético — Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 50-150 de INSIG2 humano (NP_057217.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Y5U4
Peso Molecular de la Proteína	25kDa
Envío	Bolsa de hielo