

Anticuerpo Monoclonal Anti-Insr/Igf1R Para Wb Y Elisa - P06213 / P08069

Número de artículo: CM0007720



Introducción

mAb de conejo Anti-INSR/IGF1R para WB y ELISA, dirigido a los receptores de insulina/IGF-1 de humano, ratón y rata (156 kDa). Ideal para la investigación en transducción de señales, metabolismo y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de conejo INSR/IGF1R
Observaciones/Alias	HHF5; CD220; IGFR; CD221; IGFR; JTK13; INSR/IGF1R
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3643/3480
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1100-1200 de INSR/IGF1R humano. (NP_000199.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P06213/P08069
Peso de la Proteína	156kDa
Envío	Bolsa de hielo