

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Enzima Degradante De Insulina (Ide) Para Wb Y Elisa - P14735

Número de artículo: CM0003446



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra la enzima degradante de insulina (IDE) validado para WB y ELISA. Reconoce el IDE humano, de ratón y de rata; ideal para aplicaciones de investigación de enfermedades metabólicas y neurodegenerativas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Enzima degradante de insulina (IDE) mAb de conejo
Observaciones/Alias	INSULYSIN; Enzima degradante de insulina (IDE)
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	3416
ID de gen	3416
Inmunógeno	`Péptido sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P14735
Peso proteico	118kDa
Envío	Bolsa de hielo