

Anticuerpo Monoclonal Monoclonal De Conejo Anti-Insulina Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P01308

Número de artículo: CM0002847



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra la insulina humana, validado para Western blot, inmunofluorescencia, inmunohistoquímica y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para estudios de diabetes y trastornos metabólicos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb anti-insulina de conejo
Observaciones/Alias	IDDM; ILPR; IRDN; IDDM1; IDDM2; PNDM4; MODY10; Insulina
Especie	Humano
ID genético (Humano)	3630
ID genético	3630
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 25-110 de la insulina humana (P01308).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P01308
Peso proteico	12kDa
Envío	Bolsa de hielo