

Anticuerpo Policlonal Anti-Receptor De Insulina Para Wb, Elisa - P06213

Número de artículo: CM0020707



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra el Receptor de Insulina humano (P06213) validado para Western Blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para la investigación de señalización de insulina y enfermedades metabólicas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Receptor de Insulina pAb de Conejo
Observaciones/Alias	HHF5; CD220; Receptor de Insulina
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3643
GeneID	3643
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 475-570 del Receptor de Insulina humano (NP_000199.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano,Ratón,Rata
SWISS	P06213
Peso Proteico	156kDa
Envío	Bolsa de hielo