

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Receptor De Insulina Para Wb, Elisa - P06213

Número de artículo: CM0002473



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo contra el receptor de insulina humana (P06213), validado para WB y ELISA, reacciona cruzadamente con humano, ratón y rata. Ideal para la investigación de señalización de insulina y enfermedades metabólicas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Receptor de Insulina mAb de Conejo
Observaciones/Alias	HHF5; CD220; Receptor de Insulina
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	3643
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 900-1000 del Receptor de Insulina humano (P06213).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P06213
Peso Proteico	156kDa
Envío	Bolsa de hielo