

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Receptor De Insulina Para Wb, Ip, Elisa - P06213

Número de artículo: CM0020304



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra el receptor de insulina humana (INSR), validado para Western blot (WB), inmunoprecipitación (IP) y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para estudiar vías de señalización de la insulina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo pAb de Conejo Anti-Receptor de Insulina
Observaciones/Alias	HHF5; CD220; Receptor de Insulina
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3643
GeneID	3643
Inmunógeno	Proteína recombinante o proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1281-1382 del INSR humano (NP_000199.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P06213
Peso Molecular de la Proteína	156kDa
Envío	Bolsa de hielo