


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Integrina Alfa 1 (Itga1/Cd49A) Para Wb Y Elisa - P56199

Número de artículo: CM0006361



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra la integrina alfa-1 humana (ITGA1/CD49a), validado para WB y ELISA. Receptor de laminina/colágeno implicado en la adhesión celular. Ideal para aplicaciones de investigación y diagnóstico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Integrina alfa 1 (ITGA1/CD49a) mAb de conejo
Observaciones/Alias	VLA1; CD49a; Integrina alfa 1 (ITGA1/CD49a)
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	3672
ID de gen	3672
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 29-1141 de la integrina alfa 1 humana (ITGA1/CD49a) (NP_852478.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P56199
Peso proteico	131 kDa
Envío	Bolsa de hielo