

Anticuerpo Monoclonal Anti-Integrina Alfa 1/Cd49A Para Wb E If - Q3V3R4

Número de artículo: CM0010615

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra la Integrina alfa 1 (CD49a/VLA-1) de ratón validado para WB, IF/ICC, IF-P y ELISA. Reconoce ratón y rata. Uso en investigación en adhesión celular y señalización por integrinas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Integrina alfa 1/CD49a AcM de conejo
Notas/Alias	Vla1; CD49A; E130012M19Rik
Especie	Ratón
GeneID (humano)	3672
GeneID	109700
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 29-1141 de la Integrina alfa 1/CD49a de ratón (NP_001028400.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q3V3R4
Peso de la Proteína	131 kDa
Envío	Bolsa de hielo