


Policlonal De Conejo Anti-Integrina Alfa 1/Cd49A Polymab® Para Wb, Elisa - P56199 / Q3V3R4

Número de artículo: CM0008941



Introducción

Anticuerpo monoclonal Policlonal de Conejo Anti-Integrina alfa 1/CD49a PolymAb® de alta calidad validado para WB y ELISA, reactivo con humano, ratón y rata. Ideal para estudiar la señalización del receptor de laminina/colágeno en la adhesión celular y la regulación del crecimiento.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Policlonal de Conejo Integrina alfa 1/CD49a PolymAb®
Observaciones/Alias	VLA1; CD49a
Especies	Humano/Ratón
ID del Gen (Humano)	3672
ID del Gen (Ratón)	109700
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 29-1141 de la Integrina alfa 1/CD49a humana/de ratón (NP_852478.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P56199/Q3V3R4
Peso Molecular de la Proteína	131kDa
Envío	Bolsa de hielo