

Anticuerpo Monoclonal Anti-Integrina Alfa 3/Cd49C Para Ihc-P, Fc, Elisa - P26006

Número de artículo: CM0011416

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra la Integrina alfa 3/CD49c humana, adecuado para IHC-P, FC, ELISA. Reconoce una proteína de 117 kDa involucrada en la adhesión celular, la invasión y la infección microbiana. Ideal para uso en investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Integrina alfa 3/CD49c Rabbit mAb
Observaciones/Alias	JEB7; VL3A; CD49C; FRP-2; GAPB3; ILNEB; MSK18; VCA-2; VLA3a; GAP-B3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3675
GeneID	3675
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 466-620 de la Integrina alfa 3/CD49c humana (NP_002195.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	IHC-P, FC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P26006
Peso de la proteína	117 kDa
Envío	Bolsa de hielo