


Anticuerpo Monoclonal Anti-Integrina Alfa 4 (Itga4/Cd49D) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P13612

Número de artículo: CM0012740



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra ITGA4 humano (CD49d), validado para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón. Un reactivo clave para estudiar la adhesión mediada por integrinas y las vías de tráfico de leucocitos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Integrina alfa 4 (ITGA4/CD49d) mAb de Conejo
Observaciones/Alias	IA4; CD49D; Integrina alfa 4 (ITGA4/CD49d)
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	3676
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 933-1032 de la Integrina alfa 4 humana (ITGA4/CD49d) (P13612)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P13612
Peso Proteico	115kDa
Envío	Bolsa de hielo