


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Integrina Alfa 4 (Itga4/Cd49D) Para Wb, Elisa - P13612

Número de artículo: CM0017999



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la Integrina alfa 4 humana (ITGA4/CD49d), validado para Western blot (WB) y ELISA. Adecuado para investigaciones sobre la adhesión celular y el tráfico de células inmunitarias.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra la Integrina alfa 4 (ITGA4/CD49d)
Observaciones/Alias	IA4; CD49D; Integrina alfa 4 (ITGA4/CD49d)
Especie	Humana
ID del gen (humano)	3676
ID del gen	3676
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 770-970 de la Integrina alfa 4 humana (ITGA4/CD49d) (NP_000876.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P13612
Peso de la proteína	115 kDa
Envío	Bolsa de hielo