

Anticuerpo Monoclonal Anti-Integrina Alfa 5 (Itga5/Cd49E) Conjugado Con Para Fc - P08648

Número de artículo: CM0010106



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra la Integrina alfa-5 (ITGA5/CD49e). Reacciona con muestras humanas y de ratón, validado para citometría de flujo. Ideal para estudios de adhesión celular y señalización por receptores mediante FC.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Conejo anti-Humano/Ratón Integrina alfa 5 (ITGA5/CD49e) mAb
Observaciones/Alias	FNRA, CD49e, VLA-5, VLA5A
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3678
GeneID	3678
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 42-995 de la Integrina alfa 5 humana (ITGA5/CD49e) (NP_002196.4)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P08648
Peso de la proteína	115kDa
Envío	Bolsa de hielo