

Anticuerpo Policlonal Anti-Integrina Alfa 5 (Itga5/Cd49E) Para Wb Y Elisa - P08648

Número de artículo: CM0021116



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la integrina alfa 5 humana (ITGA5/CD49e) validado para Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón. Adecuado para estudiar la función del receptor de fibronectina en la adhesión celular y la señalización.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Integrina alfa 5 (ITGA5/CD49e) pAb de conejo
Observaciones/Alias	FNRA; CD49e; VLA-5; VLA5A; Integrina alfa 5 (ITGA5/CD49e)
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3678
GeneID	3678
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P08648
Peso Proteico	115kDa
Envío	Bolsa de hielo