

Ac Anti-Integrina Alfa 5 (Itga5/Cd49E) De Conejo Mab Para Wb, Ihc-P, Fc (Intra), Elisa - P08648

Número de artículo: CM0002023



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo ITGA5 validado para WB, IHC-P, citometría de flujo (intracelular) y ELISA. Reacciona de forma cruzada con la subunidad del receptor de fibronectina de integrina alfa-5 de humano, ratón y rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Integrina alfa 5 (ITGA5/CD49e) Ac de conejo mAb
Observaciones/Alias	FNRA; CD49e; VLA-5; VLA5A; Integrina alfa 5 (ITGA5/CD49e)
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3678
GeneID	3678
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 950-1049 de la integrina alfa 5 humana (ITGA5/CD49e) (P08648).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, FC (intra), ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P08648
Peso proteico	115kDa
Envío	Bolsa de hielo