

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Integrina Alfa 5 (Itga5/Cd49E) Para Wb, If-P, Elisa - P08648

Número de artículo: CM0028915



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la Integrina alfa 5 humana (ITGA5/CD49e). Validado para WB, IF-P, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Ideal para estudiar la adhesión celular, la señalización de integrinas y las funciones del receptor de fibronectina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Integrina alfa 5 (ITGA5/CD49e) pAb de Conejo
Observaciones/Alias	FNRA; CD49e; VLA-5; VLA5A; Integrina alfa 5 (ITGA5/CD49e)
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3678
GeneID	3678
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 750-1000 de la Integrina alfa 5 humana (ITGA5/CD49e) (NP_002196.4)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P08648
Peso Molecular de la Proteína	115kDa
Envío	Bolsa de hielo