

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Integrina Alfa 6 (Itga6/Cd49F) Para Wb Y Elisa - P23229

Número de artículo: CM0028388



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la integrina alfa 6 humana (ITGA6/CD49f), validado para Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Adecuado para la investigación de receptores de laminina, adhesión celular y hemidesmosomas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Integrina alfa 6 (ITGA6/CD49f) pAb de Conejo
Observaciones/Alias	JEB6; CD49f; VLA-6; ITGA6A; ITGA6B; Integrina alfa 6 (ITGA6/CD49f)
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3655
GeneID	3655
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 481-591 de la integrina alfa 6 humana (ITGA6/CD49f) (NP_001073286.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P23229
Peso Proteico	127kDa
Envío	Bolsa de hielo