

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Integrina Alfa-6/Itga6 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P23229

Número de artículo: CM0005011



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo contra la Integrina alfa-6/ITGA6 humana (CD49f, VLA-6). Apto para WB, IF-P, IHC-P, ELISA.

Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios de investigación sobre receptores de laminina, adhesión celular y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo Anti-Integrina alfa-6/ITGA6
Observaciones/Alias	JEB6; CD49f; VLA-6; ITGA6A; ITGA6B
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	3655
ID del Gen	3655
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 505-663 de la Integrina alfa-6/ITGA6 humana (NP_000201.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P23229
Peso Proteico	127kDa
Envío	Bolsa de hielo