

Anticuerpo Monoclonal Anti-Integrina Alfa-V (Cd51) Para Citometría De Flujo (Intracelular) - P06756

Número de artículo: CM0008388



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD51 humano (integrina alfa-V) conjugado con para citometría de flujo intracelular. Validado en muestras humanas, detecta un receptor de 116 kDa implicado en la adhesión celular, migración y entrada viral a través de la unión al ligando RGD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Conejo anti-Humano CD51 mAb
Observaciones/Alias	CD51; MSK8; VNRA; VTNR
Especie	Humano
GeneID	3685
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 949-1048 del CD51 humano (NP_002201.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC (intra)
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P06756
Peso Proteico	116kDa
Envío	Bolsa de hielo