

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Integrina Alfa V (Itgav/Cd51) Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P06756

Número de artículo: CM0022335



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la Integrina alfa V humana (ITGAV/CD51), validado para WB, IHC-P, IP y ELISA; reconoce humano, ratón y rata. Ideal para estudiar adhesión celular, señalización de integrinas y mecanismos de entrada viral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Integrina alfa V (ITGAV/CD51) pAb de Conejo
Observaciones/Alias	CD51; MSK8; VNRA; VTNR; Integrina alfa V (ITGAV/CD51)
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3685
GeneID	3685
Inmunógeno	Péptido sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P06756
Peso Proteico	116kDa
Envío	Bolsa de hielo