

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Integrina Beta 3 (Itgb3/Cd61) Para Wb, Ip, Fc, Elisa - P05106

Número de artículo: CM0003706



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra la Integrina beta 3 humana (ITGB3/CD61), validado para WB, IP, FC (intra) y ELISA. Reconoce ITGB3 humano, de ratón y de rata; útil para estudios de adhesión plaquetaria y señalización de integrinas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Integrina beta 3 (ITGB3/CD61) mAb de Conejo
Observaciones/Alias	GT, GT2, CD61, GP3A, BDPLT2, GPIIb, BDPLT16, BDPLT24, Integrina beta 3 (ITGB3/CD61)
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3690
GeneID	3690
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a los aminoácidos 689-788 de la Integrina beta 3 humana (P05106)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IP, FC (intra), ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P05106
Peso Proteico	87kDa
Envío	Bolsa de hielo