

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Integrina Beta 3 (Itgb3/Cd61) Para Wb, Elisa - P05106

Número de artículo: CM0018343



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-Integrina beta 3 (ITGB3/CD61) para WB y ELISA. Reconoce ITGB3 humana y de ratón, mediando la agregación plaquetaria y la adhesión mediada por integrinas. Inmunógeno de proteína recombinante.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Integrina beta 3 (ITGB3/CD61) pAb de Conejo
Observaciones/Alias	GT; GT2; CD61; GP3A; BDPLT2; GPIIIa; BDPLT16; BDPLT24; Integrina beta 3 (ITGB3/CD61)
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3690
GeneID	3690
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 609-788 de la ITGB3 humana (NP_000203.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P05106
Peso Proteico	87kDa
Envío	Bolsa de hielo