

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Integrina Beta 3 (Itgb3/Cd61) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P05106

Número de artículo: CM0021477



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la integrina beta 3 (ITGB3/CD61), validado para WB, IHC-P y ELISA con reactividad humana, de ratón y de rata. Perfecto para la investigación de agregación plaquetaria y adhesión celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Integrina beta 3 (ITGB3/CD61) pAb de Conejo
Observaciones/Alias	GT; GT2; CD61; GP3A; BDPLT2; GPIIIa; BDPLT16; BDPLT24; Integrina beta 3 (ITGB3/CD61)
Especie	Humano
GeneID (humano)	3690
GeneID	3690
Inmunógeno	Proteína recombinante; Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 80-430 de la Integrina beta 3 humana (ITGB3/CD61) (NP_000203.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P05106
Peso Proteico	87kDa
Envío	Bolsa de hielo