

Anticuerpo Monoclonal Anti-Integrina Beta 4 (Itgb4/Cd104) Para If-P, Ihc-P, Elisa - P16144

Número de artículo: CM0007436



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra la Integrina beta-4 humana (ITGB4/CD104), validado para IF-P, IHC-P, ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Este receptor de laminina es crítico para la adhesión de células epiteliales y la integridad del hemidesmosoma.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-Integrina beta 4 (ITGB4/CD104)
Observaciones/Alias	CD104; GP150; JEB5A; JEB5B; Integrina β4
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	3691
ID del Gen	3691
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P16144
Peso Molecular de la Proteína	202kDa
Envío	Bolsa de hielo