

Anticuerpo Monoclonal Anti-Integrina Beta 4 (Itgb4/Cd104) Para Wb, Elisa - P16144

Número de artículo: CM0011051



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo dirigido contra la Integrina beta 4 (ITGB4/CD104) humana. Adecuado para WB y ELISA; presenta reactividad cruzada con ratón. Es crucial para la integridad del hemidesmosoma y la polaridad de los queratinocitos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-Integrina beta 4 (ITGB4/CD104)
Observaciones/Alias	CD104; GP150; JEB5A; JEB5B; Integrina beta 4 (ITGB4/CD104)
Especie	Humano
ID del Gen	3691
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1604-1822 de ITGB4 humano (P16144)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P16144
Peso Molecular de la Proteína	202 kDa
Envío	Bolsa de hielo