

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Integrina Beta 4 (Itgb4/Cd104) Para Wb, Elisa - P16144

Número de artículo: CM0015433



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la Integrina beta 4 humana (ITGB4/CD104), validado para Western blot y ELISA. Reacciona cruzadamente con humano, ratón y rata. Adecuado para estudios de hemidesmosomas y adhesión celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Integrina beta 4 (ITGB4/CD104) pAb de Conejo
Observaciones/Alias	CD104; GP150; JEB5A; JEB5B; Integrina beta 4 (ITGB4/CD104)
Especie	Humano
ID de Gen	3691
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 611-710 de la Integrina beta 4 humana (ITGB4/CD104) (NP_000204.3).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P16144
Peso Proteico	202kDa
Envío	Bolsa de hielo