

Anticuerpo Monoclonal Anti-Integrina Beta 8 Para Wb, Elisa - P26012

Número de artículo: CM0005331

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad dirigido a la Integrina beta 8 humana (ITGB8). Validado para aplicaciones de Western blot y ELISA con reactividad cruzada hacia humano, ratón y rata. Ideal para investigar la adhesión celular mediada por integrinas, la señalización y las vías de activación de TGF-beta.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo contra Integrina beta 8
Observaciones/Alias	ITGB8
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3696
GeneID	3696
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 43-320 de la Integrina beta 8 humana (NP_002205.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P26012
Peso Proteico	71 kDa/86 kDa
Envío	Bolsa de hielo