

Anticuerpo Monoclonal Anti-Integrina-B1/Cd29 Para If/Icc, Elisa - P05556

Número de artículo: CM0002122



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo dirigido contra la Integrina-β1/CD29 humana (P05556). Validado para IF/ICC y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para la investigación de adhesión celular y señalización de integrinas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Integrina-β1/CD29 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	CD29; FNRB; MDF2; VLAB; GPIIA; MSK12; VLA-BETA; Integrina-β1/CD29
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	3688
ID de Gen	3688
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-728 de la Integrina-β1/CD29 humana (NP_002202.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P05556
Peso Proteico	88kDa
Envío	Bolsa de hielo