

Anticuerpo Monoclonal Anti-Integrina-B1/Cd29 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Fc, Elisa - P05556

Número de artículo: CM0006621



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra la Integrina beta-1 humana (CD29). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, FC y ELISA; reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación de adhesión y señalización celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo Integrina-β1/CD29
Observaciones/Alias	CD29; FNRB; MDF2; VLAB; GPIIA; MSK12; VLA-BETA; Integrina-β1/CD29
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3688
GeneID	3688
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-728 de la Integrina-β1/CD29 humana (NP_596867.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, FC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P05556
Peso Proteico	88 kDa
Envío	Bolsa de hielo