

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Integrina-B1/Cd29 Para Wb, If/Icc, Elisa - P05556

Número de artículo: CM0020043



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra la Integrina- β 1/CD29 humana (P05556). Validado para WB, IF/ICC, ELISA con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación de adhesión celular y señalización por integrinas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Integrina- β 1/CD29 pAb de Conejo
Notas/Alias	CD29; FNRR; MDF2; VLAB; GPIIA; MSK12; VLA-BETA; Integrina- β 1/CD29
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	3688
ID de Gen	3688
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-728 de la Integrina- β 1/CD29 humana (NP_002202.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P05556
Peso Proteico	88kDa
Envío	Bolsa de hielo