

Anti-Integrin-β1/Cd29 Polymab® De Conejo - P05556

Número de artículo: CM0003214



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra Integrin-β1/Cd29 humano (P05556) validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano y ratón. Ideal para estudios de adhesión celular y entrada viral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Integrin-β1/Cd29 PolymAb® de conejo
Observaciones/Alíase	CD29; FNRB; MDF2; VLAB; GPIIA; MSK12; VLA-BETA
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	3688
ID de gen	3688
Inmunógeno	Proteína recombinante, proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-728 del Integrin-β1/Cd29 humano (NP_002202.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P05556
Peso proteico	88kDa
Envío	Bolsa de hielo