


Anticuerpo Monoclonal Anti-Integrina B5/Itgb5 Para Fc - P18084

Número de artículo: CM0005555



Introducción

El anticuerpo monoclonal de conejo anti-ITGB5 reconoce específicamente la integrina beta-5 humana. Validado para citometría de flujo (FC), se dirige al dominio extracelular para la detección en la superficie celular. Uso en investigación de estudios de adhesión y entrada viral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Integrina $\beta 5$ /ITGB5 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	ITGB5; integrina beta-5; Integrina $\beta 5$ /ITGB5
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3693
Inmunógeno	Proteína recombinante correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 24-490 de la Integrina $\beta 5$ /ITGB5 humana (NP_002204.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P18084
Peso Proteico	88kDa
Envío	Bolsa de hielo