


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Integrina B5/Itgb5 Para Wb Y Elisa - P18084

Número de artículo: CM0006799



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra la Integrina $\beta 5$ humana (ITGB5), validado para Western blot y ELISA. Inmunógeno recombinante (aa 24-490). Ideal para investigación de adhesión celular y entrada viral - P18084.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra Integrina $\beta 5$ /ITGB5
Observaciones/Alias	ITGB5; integrina beta-5; Integrina $\beta 5$ /ITGB5
Especie	Humano
GeneID	3693
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 24-490 de la Integrina $\beta 5$ /ITGB5 humana (NP_002204.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P18084
Peso de la proteína	88kDa
Envío	Bolsa de hielo